

Quickguide

Massage Chair Comfort



Sådan kommer du nemt i gang med stolen

Sådan bruger du stolen

- **1 Sæt dig helt tilbage i stolen**
Sørg for, at ryg og skuldre har god kontakt med ryglænet.
- **2 Tryk på tænd/sluk**
Start stolen på betjeningspanelet.
- **3 Lad stolen måle din krop**
Sid stille, mens stolen registrerer din skulderposition.
- **4 Justér skulderhøjden ved behov**
Brug pil op/ned, hvis skulderpositionen skal tilpasses.
- **5 Vælg Automatisk Tilstand**
Det er den nemmeste måde at komme i gang på.
- **6 Vælg program og slap af**
Vælg fx Kraftfuld Massage, Luftryksmassage eller Afslappende Massage.
- **7 Justér undervejs hvis du ønsker**
Du kan ændre ryglæn, benstøtte, massageintensitet og varme.
- **8 Afslut med Sluk**
Vent til stolen er tilbage i normal position, før du rejser dig.



Vigtigt

- Sid stille under kropsregistreringen.
- Start gerne med et roligt program første gang.
- Stop massagen, hvis du oplever ubehag.
- Husk at drikke et glas vand efter endt behandling.



Betjeningspanel (eksempel)